

BYORK
MEDICAL DIVISION

Хирургический
электрокоагулятор
ZEUS-400



 **ZERONE**
ZERONE CO., LTD.

ZEUS-400 - хирургический электрокоагулятор

УЛУЧШЕННАЯ ВЕРСИЯ



- ◆ Модернизированная версия обеспечивает безопасность и удобство благодаря мощной и стабильной технологии.
- ◆ 10 хранилищ доступны при использовании функции хранения пользователя. Доступна функция биполярной резки.

Основная частота	400, 500 кГц
Источник питания	120 В или 230 В переменного тока, 50 Гц/60 Гц
Степень защиты	Класс 1, тип CF
Габаритные размеры (ШхДхВ мм)	330х455х150
Вес	13.0 кг

Применение

- ◆ Общая хирургия
- ◆ Дерматология
- ◆ Сосудистая хирургия
- ◆ Гинекология
- ◆ Отоларингология
- ◆ Детская хирургия
- ◆ Урология
- ◆ Ортопедия
- ◆ Челюстно-лицевая хирургия
- ◆ Пластическая хирургия
- ◆ Эндоскопия

Выходные данные

Режим	Zeus-400
Чистый разрез	400Вт/300Ω
Разъем 1	250Вт/300Ω
Разъем 2	200Вт/300Ω
Разъем 3	150Вт/300Ω
Контактная коагуляция	120Вт/300Ω
Распылительная коагуляция	100Вт/300Ω
Биполярная коагуляция	100Вт/100Ω
Биполярный разрез	100Вт/200Ω

Особенности

- ◆ Окно дисплея позволяет легко проверить выходное значение, обозначенное цифрами.
- ◆ Устройство обеспечивает различные функции, необходимые для выполнения операций в режиме функционального разреза (чистый разрез, разъем 1, разъем 2, разъем 3), режима коагуляции (распылительная, контактная), режим биполярной коагуляции: ручной или ножной, биполярного разреза (только обновленная версия).
- ◆ Каждое рабочее состояние может быть проверено звуковой и световой индикацией.
- ◆ Ручной биполярный (автобиполярный) можно проверить только с помощью контактных щипцов.
- ◆ Благодаря микропроцессору рабочий процесс стабильный и удобный.
- ◆ Автоматическое определение частоты входной мощности.

Стандартные аксессуары

Товарный код	Название товара
FS02-01R	Двойной ножной переключатель
FS01-01R	Одиночный ножной переключатель
HD02-01D	Одноразовая ручка с двумя кнопками
HD01-01R	Монополярная ручка и кабель
PL02-04R	Силиконовая пластина для пациентов (240x150 мм)
PL03-02D	Одноразовая пластина для пациента (2 шт.)
CA02-03R	Рассеивающий электрод пациента
CA03-01R	Кабель заземления

CA01-01R	Биполярный кабель щипцов
BF01-01R	Биполярные щипцы (Bayonet 17.8 см 1.0 Tip)
EL01-02D	Электрод (Нож 20 мм*70 мм)
EL02-02D	Электрод (Шарик 5 мм*50 мм)
EL03-02D	Электрод (Петля 6 мм*130 мм)
EL04-02D	Электрод (Иголка 20 мм*70 мм)
EL04-04D	Электрод (Игла наклонена 20 мм*70 мм)



FS02-01R



FS01-01R



HD02-01D



HD01-01R



PL02-04R



PL03-02D



CA02-03R



CA03-01R



CA01-01R



BF01-01R



EL01-02D/EL02-02D
EL03-02D/EL04-02D/EL04-04D

Функция безопасности

- ◆ Предохранитель, встроенный в силовую печатную плату, защитит ваше оборудование.
- ◆ Когда пластина, прикрепленная к пациенту, отсоединена от аппарата, начинает мигать красный сигнальный индикатор.
- ◆ Если нажать любую кнопку на рукоятке с двумя кнопками или нажать любую педаль на двойном педальном переключателе, раздастся звуковой сигнал.
- ◆ Функция REM (контроль возвратного электрода) контролирует размер площади контакта между пациентом и электродом.
- ◆ Если размер не подходит, он автоматически блокирует высокочастотный ток, чтобы свести к минимуму опасность возгорания.
- ◆ Для защиты пациента корпус полностью заземлен, чтобы ток утечки мог течь в землю.

BYORK

M E D I C A L D I V I S I O N

Комплексная сервисная поддержка



Ответ службы
в течение
24 часов;







Богатый резервный
склад запасных
частей и быстрая
доставка;



Эффективная
сервисная сеть,
квалифицированные
инженеры.

 +998 71 208 27 72
 www.byork.uz
 info@byork.uz

 [byorkgroup](https://t.me/byorkgroup)
 [byorkgroup](https://www.facebook.com/byorkgroup)
 [byorkgroup](https://www.instagram.com/byorkgroup)

 Узбекистан, г. Ташкент Яшнабадский район,
улица Паркент, дом 76, 100007

